

**Более 30 лет назад мы изобрели
дерматоскоп.
И мы сделали это снова.
Дважды.**

Дерматоскоп DELTA 30 и DELTAone.





HEINE DELTA 30 ДЕРМАТОСКОП.

Если есть что обнаружить, Вы это увидите.

Наш высококлассный дермоскоп не только выиграет любой конкурс красоты, но и обладает наилучшей визуализацией, которую мы когда-либо разрабатывали. И это при поле зрения в настоящие 30 миллиметров. Добавьте к этому невиданную доселе точность цветопередачи, естественно LED^{HQ}.

И работа без бликов и отражений благодаря поляризации. Прежде всего это связано с дизайном, основаным на обтекаемых и округлых формах, удобно ложится в руку и интуитивно понятен в управлении. Посмотрите - вы откроете для себя много нового.

Чрезвычайно четкое изображение с ахроматической оптической системой HEINE

Самое большое поле зрения с фактической диагональю 30 мм (объектив 32 мм) Ø

Быстрый переход от контактной к бесконтактной диагностике

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.

Отличная точность цветопередачи благодаря LED^{HQ}

Эргономичная конструкция благодаря обтекаемым и округлым формам изделия

Цифровая документация с эксклюзивным HEINE DERManager*





HEINE DELTAone ДЕРМАТОСКОП.

Мобильность и качество теперь это - one.

Маленький снаружи, большой внутри - это мобильное чудо покоряет медицинских работников в полете. Чрезвычайно четкое изображение достигается благодаря ахроматической оптической системе HEINE. Кроме того, обеспечивается исключительная точность цветопередачи, которая, конечно же, основана на качестве нашего LED^{HQ}.

Осмотр становится особенно приятным благодаря поляризации, которая позволяет врачу работать без бликов и отражений. Эти три характеристики - острота, LED^{HQ} и работа без отражений - делают DELTAone рабочим инструментом, который приятно иметь в кармане, где бы он ни использовался.

Чрезвычайно четкое изображение с ахроматической оптической системой HEINE

Быстрый переход от контактной к бесконтактной диагностике

Работа без бликов и отражений благодаря поляризации

Помещается в любой карман

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.

Отличная точность цветопередачи благодаря LED^{HQ}

Цифровая документация с эксклюзивным HEINE DERManager*



HEINE DELTA 30 И DELTAone ДЕРМАТОСКОПЫ.

Видеть то, что есть.

Цвета в том виде, в каком их создал Бог.

DELTA 30 - лучший по качеству изображения из когда-либо созданных нами. DELTAone - идеальный компаньон благодаря своим небольшим размерам в сочетании с высокой диагностической точностью.


В обоих случаях вы видите, что это за инструменты, только когда смотрите через них: ахроматические оптические системы HEINE, благодаря специально разработанному LED^{HQ}, демонстрируют невиданную ранее точность цветопередачи.




Обычный светодиод



LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.



Обычный вид



Получение изображения с помощью одного из дерматоскопов DELTA

Когда детали имеют значение.

Ахроматическая оптическая система HEINE, которую мы установили в двух дерматоскопах серии DELTA, обеспечивает оптимальное освещение до самых краев. Свет распределяется однородно и равномерно по всему полю зрения.


Результат: никаких нежелательных отражений, теней, светлых или темных пятен. С беспрецедентной резкостью и превосходной детализацией - независимо от рабочего расстояния. С DELTA 30, с впечатляющим размером поля зрения фактического диаметра 30 мм.

HEINE DELTA 30 И DELTAone ДЕРМАТОСКОПЫ.

Просто цифровой. Цифровой это просто.

Оба дерматоскопа могут быть объединены с iPhone* с помощью адаптера. Вместе с HEINE DERManager получение и отображение данных дерматологических изображений становится простым, интуитивно понятным и быстрым.

При скрининге рака кожи эти данные могут дополнить последующее наблюдение. Подробности о будущем дерматологии всегда и в любое время на странице heine.com/en/dermanager или с помощью этого QR-кода:



* Apple iPhone не входит в комплект поставки. Пожалуйста, проверьте на нашем сайте, какая версия iPhone совместима. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

HEINE DERManager.

Цифровая документация.


Запомните каждое родимое пятно.

Новый HEINE DERManager* превращает цифровое хранение изображений кожи в детскую игру.

Дорогостоящее оборудование не требуется, количество пользователей, устройств и помещений неограниченно, нет мешающих кабелей.

При желании мы можем позаботиться о переносе данных из существующих систем документации. Подробнее на сайте heine.com/en/dermanager


 **HEINE** Цифровая документация от изобретателя дерматоскопа
DERManager



Изображение



Расположение изображения



* Доступен в Германии. Пожалуйста, проверьте наличие в других странах на нашем сайте.

ОБЗОР ЗАКАЗА

Цифровая документация.

DELTA 30 с контактной платой со шкалой, USB-кабель с разрешенным для мед. использования сетевым адаптером, футляр	K-230.28.305
DELTAone Стандартный вариант (черно-серебристый) с контактной платой со шкалой, USB-кабель с сетевым адаптером, сертифицированным для медицины, футляр	K-210.28.305
DELTAone Белый вариант (бело-серебристый) с контактной платой со шкалой, USB-кабель с сетевым адаптером, сертифицированным для медицины, футляр	K-211.28.305
Контактная плата со шкалой для DELTA 30	K-000.34.220
Малая контактная плата для DELTA 30. Для исследования труднодоступных пигментных образований.	K-000.34.206
Контактная плата со шкалой для DELTAone	K-000.34.222
Малая контактная плата для DELTAone. Для исследования труднодоступных пигментных образований.	K-000.24.207
Charger 30 Настольное зарядное устройство для DELTA 30	X-002.99.212
Доступные в настоящее время чехлы-адаптеры для iPhone* для DELTA 30 и DELTAone можно найти на сайте www.heine.com/de/adapterschale-smartphone.	
Универсальный адаптер для смартфона. Подходит для многих распространенных чехлов-адаптеров для смартфонов. Разъем подходит только для корпусов мобильных телефонов с гладкой поверхностью, камера не должна выступать из корпуса.	K-000.34.270

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtexst@yandex.ru

* Apple iPhone не входит в комплект поставки. Пожалуйста, проверьте на нашем сайте, какая версия iPhone совместима. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

КАЧЕСТВО made in GERMANY.

Являясь ведущим мировым производителем приборов первичной диагностики с более чем 500 сотрудниками, HEINE Optotechnik уже более 75 лет является 100-процентным семейным предприятием. Мы продолжим разработку и производство инструментов HEINE на наших производственных мощностях в Германии, где мы сочетаем десятилетия опыта и мастерства с самыми современными технологиями производства.

Мы представлены в более чем 120 странах мира - с филиалами в США, Канаде, Австралии и Швейцарии, а также около 3 000 представителей, импортеров и специализированных дилеров.

Мы будем рады Вашему обращению - и с радостью выслушаем Ваши мнения, пожелания и предложения по поводу нашей продукции!



■ ФИЛИАЛЫ И
■ ПРЕДСТАВИТЕЛИ HEINE

HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792



03/22. A-000.00.234 d

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортер и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru

