

❖ **HEINE® EN200-1 настенный трансформатор  
с дерматоскопом DELTA® 20 T**

Самостоятельно включается и выключается.  
Всегда готов к работе. И никогда не потеряется.



HEINE® EN 200-1

## Не занимает много места и всегда рядом с Вами, готов к использованию.

### EN 200-1 настенный трансформатор

- **Защита от кражи** обеспечивается с помощью встроенного стопорного винта. Это означает, что прибор всегда на месте.
- **Отличная энергоэффективность:** Приборы включаются и выключаются автоматически, когда их вынимают и ставят обратно. После 15 минут неиспользования в неснятом состоянии он также выключается. При извлечении включается последний выбранный уровень яркости. Это позволяет экономить время и электроэнергию.
- **Большая степень свободы** благодаря спиральному кабелю длиной до 3,50 м.
- **Электропитание без батареек.**



### Настенный трансформатор EN200-1 соответствует действующему стандарту IEC 60601-1:

Медицинское электрооборудование - Часть 1: Общие требования безопасности (издание 3.1), который был дополнительно ужесточен в некоторых пунктах.

### Дерматоскоп DELTA 20 T

- **Функция „Toggle“** для переключения между поляризационным и неполяризационным режимом освещения.
- **Изображения высокого разрешения** благодаря высококачественной ахроматической оптике.
- **Детальный обзор** даже самых мелких структур, с помощью системы фокусировки достигается увеличение от 10 до 16 крат.
- **Возможность обследовать без бликов и отражений** благодаря поляризации, не используя иммерсионную жидкость.
- **Одной рукой:** индивидуальная настройка фокуса, компенсация коррекции в диапазоне примерно от -6 до +6 дптр.
- **Цифровая документация:** с помощью фотоадаптера HEINE SLR DELTA 20 T может быть легко подключён к зеркальным фотоаппаратам самых известных производителей.

LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

### Есть светодиоды. И есть LED<sup>HQ</sup>.

HEINE установила новый стандарт, гарантируя, что только самое лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до качества изготовления, от силы света и управления теплом до максимально возможного индекса цветопередачи. **Мы называем это LED качества HEINE. Сокращенно LED<sup>HQ</sup>.**

**EN200-1 настенный трансформатор (единый блок с одной ручкой) для одноразового использования с длинным USB-кабелем и подключаемым блоком питания E4-USB, включая головку дерматоскопа DELTA20 T с контактной платой Ø 23 мм со шкалой, атлас дерматоскопических случаев K-010.28.252**

Для получения дополнительной информации о конфигурации изделий и других качественных продуктов HEINE посетите сайт [heine.com](http://heine.com) или позвоните нам!



**HealthCare**

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ  
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792



**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland**

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия**

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtextst@yandex.ru](mailto:medtextst@yandex.ru)

