



Так восходит солнце! Апгрейд с XHL на светодиодный модуль LED^{HQ}.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ!

С этой новой возможностью солнце взойдёт для многих владельцев приборов HEINE с XHL-освещением.

- ▶ Практически неограниченный срок службы светодиодов LED^{HQ} в высоком качестве HEINE
- ▶ Не требует обслуживания и надёжно готов к работе
- ▶ Увеличенное время работы как одноразовых батареек, так и аккумуляторов благодаря более низкому энергопотреблению
- ▶ Экологичность, так как это не одноразовый продукт, поэтому меньше отходов от аккумуляторов и батареек
- ▶ Протестированная запасная часть гарантирует безопасность пациента*

Инструмент	Модель	Источник питания	Предыдущая лампочка XHL	Новый модуль LED ^{HQ}
Отоскопы	BETA 400 F.O. BETA 200 F.O. K180	Батарейная рукоятка 2,5 В	X-001.88.077	X-028.88.132
		Перезаряжаемая рукоятка 3,5 В	X-002.88.078	X-008.88.133
Офтальмоскопы	BETA 200S BETA 200	Батарейная рукоятка 2,5 В	X-001.88.069	X-028.88.134
		Перезаряжаемая рукоятка 3,5 В	X-002.88.070	X-008.88.135
Ретиноскопы	BETA 200	Батарейная рукоятка 2,5 В	X-001.88.087	X-028.88.130
		Перезаряжаемая рукоятка 3,5 В	X-002.88.089	X-008.88.131
Ветеринарные инструменты	Щелевой осветительная головка G100 Ветеринарный отоскоп BETA 200 VET	Батарейная рукоятка 2,5 В	X-001.88.077	X-028.88.132
		Перезаряжаемая рукоятка 3,5 В	X-002.88.078	X-008.88.133

- ▶ В этом коротком видео мы покажем, как работает обновление и как вставить новый модуль HEINE LED^{HQ} вместо лампочки XHL.

*Только оригинал не уступает оригиналу. Используйте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ HEINE, а не продукцию сторонних производителей. Только в этом случае действует наша гарантия, и такие характеристики, как цветопередача, функциональность и безопасность наших инструментов для обследования всегда гарантированы.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com

TTT HealthCare
Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

TTT HealthCare GmbH
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.not-heine.ru
Tel: +49 151 15353792

