

HEINE® iC1

Цифровая дермоскопия в новом понимании



TTT HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792



HEINE® iC1 – Цифровая дермоскопия в новом понимании

HEINE iC1 – это устройство, позволяющее получать клинические и дерматоскопические изображения для документирования, мониторинга и поддержки дифференциальной диагностики меланомы и других поражений кожи. Инновационная подсветка HEINE LED^{HO} в сочетании с прецизионной оптикой позволяет получать четкие изображения без теней с помощью Apple® iPhone® версии 5s или выше или iPod touch® 6-го поколения*. Встроенная функция „тумблер“ позволяет легко переключаться между поляризованным и неполяризованным светом.



[ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА]

iC1 комплекты для Apple iPhone

iC1 с контактным диском со шкалой, адаптер для Apple iPhone, USB-кабель с медицински сертифицированным блоком питания

iC1 комплект 12 Pro для iPhone 12 Pro	K-277.28.305
iC1 комплект 7 для iPhone 7 и 8	K-273.28.305
iC1 комплект 6 для iPhone 6 и 6s	K-270.28.305
iC1 комплект 5 для iPhone 5s и SE	K-271.28.305

Аксессуары

USB-кабель с E4-USB med. сертифицированный штекерный блок питания [01] + [02]. Медицински сертифицированный подключаемый блок питания с напряжением 5 В и силой тока 500 мА; сменные вилки для разных стран	X-000.99.303
Контактная плата	K-000.34.201



Адаптеры для Apple iPhone

Адаптер для Apple iPhone 12 Pro	K-000.34.257
Адаптер для Apple iPhone 7/8/SE 2020	K-000.34.253
Адаптер для Apple iPhone 6/6s	K-000.34.250
Адаптер для Apple iPod touch 6	K-000.34.252
Адаптер для Apple iPhone 5	K-000.34.251

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru

